

血小板粘着能測定用

単回使用

プラビーズカラム

コラーゲンコートビーズ法・改良型


《Collagen Beads Method》ラージサイズビーズ

一般医療機器 届出番号:13B3X10319000003

血小板粘着能は血栓止血形成の第一歩であり、その測定は血小板機能を知るうえで非常に重要であります。現在、血小板粘着能の検査方法としては一般的にガラス表面に対する粘着・凝集を見る方法がありますが、ガラスは生体異物であり、より生理的な測定方法の開発が望まれていました。『プラビーズカラム』は、血管内皮下組織の主成分であるコラーゲンI型をプラスチックビーズにコートした検査方法です。



形状と各部名称



商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
プラビーズカラム 30本入	I100385	30本	箱	19,500円(税別)	4517850001096