

点滴スタンド用排液バッグ吊り下げ用具

フリーバッグフック

ガートル台を使った院内歩行に！

- 排液バッグをご使用の患者様がスムーズに移動ができるようにと開発いたしました。
- 出っ張りの少ない可動式の「やわらかフック」を採用しており、各種排液バッグを吊り下げられます。
- ゆるみ防止機能もついており、点滴スタンドへ簡単に固定できます。

安全管理で
病院のイメージ
アップに！



フックが動き、各メーカーの閉鎖式・開放式バッグに使用可能。



ゆるみ防止機能付き。

材質：《本体》スチール（クロームメッキ仕上げ）
《フック部分》ポリプロピレン
サイズ：横 160mm × 縦 35mm（フック装着時：高さ 70mm）
フック部スライド幅 35mm ~ 110mm
重量：210g

| 商品名 | 品番 | 入数 | 単位 | 定価 | JANコード |
|------------|--------|-----|----|------------|---------------|
| フリーバッグフック | N10800 | 1台 | 台 | 6,500円(税別) | 4517850000907 |
| フックのみ 10個入 | — | 10個 | 袋 | 550円(税別) | — |

ベッドサイド用排液バッグ吊り下げ用具

ベッドバッグフック

ベッドスッキリ！ あんしん管理！

- ベッドマット下に差し込むことで、ベッドサイドに排液バッグを吊り下げることができます。
- 差し込み式のため、ベッド横のスペースをとりません。


閉鎖式バッグ使用例



開放式バッグ使用例



※ベッドの形式により取り付けできない場合があります。
※排液バッグ以外の用途には使用しないでください。



スライド式プラスチックフック

- やわらかプラスチック採用
- 取り外し可能

材質：《本体》スチール（クロームメッキ仕上げ）
《フック部分》ポリプロピレン
サイズ：幅 240mm × 高さ 45mm × 奥行 280mm
重量：185g

開放式バッグを使用する場合は、別売品の「ハルンバッグハンガー」が必要となります。

| 商品名 | 品番 | 入数 | 単位 | 定価 | JANコード |
|------------|--------|-----|----|------------|---------------|
| ベッドバッグフック | N10820 | 1台 | 台 | 2,700円(税別) | 4517850000839 |
| フックのみ 10個入 | — | 10個 | 袋 | 550円(税別) | — |
| ハルンバッグハンガー | N10830 | 1本 | 本 | 600円(税別) | 4517850001225 |