

アンモニア臭用消臭シール

ホワイト消臭シール

日本製

ディスポーザブル

尿の臭い 気になりませんか？



- アンモニア臭を消臭するために使用します。
- シールを台紙から剥がし、貼るだけ簡単。



材 質：《表面基材》 漆喰塗料付き不織布・PET
 《粘着剤》 アクリル系樹脂
 色 ： ホワイト
 サ イ ズ：横 75mm × 縦 160mm
 重 量：約 4g

【本製品の消臭効果】

外部試験機関でのアンモニアガスの除去性能評価試験結果。

試料	初発濃度 (ppm)	ガス濃度(ppm)		
		2時間後	6時間後	24時間後
消臭シール有り	100	48	31	17
消臭シール無し	100	81	78	70

試験方法 SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法

使用例は裏面へ

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
ホワイト消臭シール 25枚入	N10082	25枚	袋	2,000円(税別)	4517850001614

看護・介護のさまざまな場面で 貼るだけ 臭い対策

※ 製品パッケージ記載の《使用上の注意》をよくご確認の上ご使用ください。

● 蓄尿架台に。



蓋内側に貼るだけ



● ウロバッグカバーに。



カバー内側に貼るだけ



● ポータブルトイレに。



蓋内側に貼るだけ



● オムツ用ペール



サニタリーボックス



に。

あしかメディ工業株式会社

本社: 〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12 TEL 03-3811-0234 FAX 03-3812-9284

綾瀬事業所: 〒120-0003 東京都足立区東和3-5-4

白井事業所: 〒270-1403 千葉県白井市河原子240-17

yes@asicamedy.co.jp



ISO9001:2015 認証取得

使いやすさを考えた


蓄尿スタンド



- 形状をシンプルにすることで溶接箇所が少なく、ネジ留めもないため清掃が簡単。




- キャップを架けられます。
- キャップは紙製で使い捨て。
- キャップの内側に貼るだけで消臭効果のあるホワイト消臭シールを付属。



- 操作の際に後方に倒れてしまうことがないように配慮した構造。



日本製



材 質 : スチール
色 : スカイブルー
サ イ ズ : 幅125mm
×奥行265mm
×高さ420mm
重 さ : 約600g
内 容 物 : 本体1台
蓄尿スタンドキャップ2個
ホワイト消臭シール2枚

使い捨てなので衛生的で便利

日本製

ディスプレイ

蓄尿スタンドキャップ



- 取り外したキャップは、架台の持ち手部分に吊り下げられます。

ECOな
紙製

- キャップの内側には、フィルムが貼ってあるので蒸気を漏らしません。

材 質 : 《本体》紙
《内側フィルム》OPP
色 : ターコイズブルー
サ イ ズ : 幅《天面》85mm《底面》95mm
×奥行《天面》170mm《底面》180mm×高さ30mm
重 さ : 約12g

キャップの内側に貼るだけで臭い対策

日本製

ディスプレイ

ホワイト消臭シール



- シールを台紙から剥がし、キャップの内側に貼るだけ簡単。

【本製品の消臭効果】

外部試験機関でのアンモニアガスの除去性能評価試験結果。

試料	初発濃度 (ppm)	ガス濃度 (ppm)		
		2時間後	6時間後	24時間後
消臭シール有り	100	48	31	17
消臭シール無し	100	81	78	70

試験方法: SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法

材 質 : 《表面基材》漆喰塗料付き不織布・PET
《粘着剤》アクリル系樹脂
色 : ホワイト
サ イ ズ : 横75mm×縦160mm
重 さ : 約4g

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
蓄尿スタンド	N10080	本体1台・キャップ2個・消臭シール2枚	台	6,500円(税別)	4517850001591
蓄尿スタンドキャップ 25個入	N10081	25個	箱	3,600円(税別)	4517850001607
ホワイト消臭シール 25枚入	N10082	25枚	袋	2,600円(税別)	4517850001614